

附录一

表一止血钳基本尺寸

单位: mm

形式	规格	弧弯高/角弯高	L长度	误差
普通形	直有钩	48、55、70、80、85	100、110、120、125、130、139、140、150、158、159、160、170、178、179、180、190、197、198.5、200、210、217、218、220、230、238、240、250、260、270、280、290、300	
	直无钩	40、48、55、70、80、85		
	弯有钩	47.5、54、68.5、78、83		
	弯无钩	39、46.5、53、67、77		
双关节	弧弯	10、15、20、25、30、35、40、45、50	260、270、280、290、300、310、320、330、340、350、360、370、380、390、400、410、420、430、440、450、460、470、480	
	角弯	10、15、20、25、30、35、40、45、50		
	游离形	/		
单关节	弧弯	10、15、20、25、30、35、40、45、50	220、230、240、250、260、270、280、290、300、310、320、330、340、350	±2
	角弯	10、15、20、25、30、35、40、45、50		
	游离形	/		
笔式	弧弯	10、15、20、25、30、35、40、45、50	160、170、180、190、200、210、220、230、240、250、260、270、280、290、300、310、320、330、340、350、360、370、380、390、400、410、420、430、440、450、460、470、480、490、500、510、520、530、540、550	
	角弯	10、15、20、25、30、35、40、45、50		
	游离形	/		
圆管式	弧弯	10、15、20、25、30、35、40、45、50	180、190、200、210、220、230、240、250、260、270、280、290、300、310、320、330、340、350、360、370、380、390、400、410、420、430、440、450、460、470、480、490、500、510、520、530、540、550	
	角弯	10、15、20、25、30、35、40、45、50		
	游离形	/		
	三角弯			

