

矫形外科（骨科）手术器械型号表

1010601	骨刀	53-1615LED	咬骨钳	1010118	髌骨钳	35-2119	持骨钳
1010602	骨刀	53-1618LED	咬骨钳	1010119	髌骨钳	35-2120	持骨钳
1010603	骨刀	53-1624LD	咬骨钳	1010120	髌骨钳	35-2150	持骨钳
46-3177	削切刀	53-1627LED	咬骨钳	1010121	髌骨钳	35-2165	持骨钳
46-3178	削切刀	53-1630LED	咬骨钳	1010122	髌骨钳	35-6472	持骨钳
14-3030	骨剪	53-1642LD	咬骨钳	1010123	髌骨钳	35-6473	持骨钳
14-5065	骨剪	53-1645LED	咬骨钳	1010124	髌骨钳	35-7510	持骨钳
32-100	骨剪	53-1648LED	咬骨钳	1010127	髌骨钳	35-7517	持骨钳
32-102	骨剪	53-1651LED	咬骨钳	1010130	髌骨钳	35-7525	持骨钳
32-113	骨剪	53-1661	咬骨钳	1010131	髌骨钳	35-7531	持骨钳
32-117-H	骨剪	53-1662	咬骨钳	1010133	髌骨钳	35-8018	持骨钳
32-125	骨剪	53-1663	咬骨钳	1010134	髌骨钳	35-8020	持骨钳
32-126	骨剪	53-1664	咬骨钳	1010135	髌骨钳	35-8025	持骨钳
32-127	骨剪	53-1674	咬骨钳	1010136	髌骨钳	35-8026	持骨钳
32-128	骨剪	57-0572	咬骨钳	1010137	髌骨钳	35-8215	持骨钳
32-129	骨剪	57-0602	咬骨钳	1010138	髌骨钳	37-4007	持骨钳
33-2017	骨剪	57-0761.5	咬骨钳	1010202	髌骨钳	40-5523	持骨钳
33-5115	骨剪	57-0904	咬骨钳	1010204	髌骨钳	40-7130	持骨钳
33-7527	骨剪	57-1470	咬骨钳	1010208	髌骨钳	63-0207	持骨钳
35-1118	骨剪	57-1472	咬骨钳	1010209	髌骨钳	10-015-000	骨凿
76-4573	骨剪	57-2033	咬骨钳	1010210	髌骨钳	10-017-000	骨凿
77-5520	骨剪	57-2036	咬骨钳	1010212	髌骨钳	10-018-000	骨凿
1010301	咬骨钳	57-2043	咬骨钳	1020303	髌骨钳	10-019-000	骨凿
1010302	咬骨钳	57-2076	咬骨钳	1020304	髌骨钳	11-020-000	骨凿
1010303	咬骨钳	57-2293	咬骨钳	1020701	髌骨钳	11-021-000	骨凿
1010304	咬骨钳	57-2297	咬骨钳	1020702	髌骨钳	11-025-000	骨凿
1010305	咬骨钳	57-2901-11	咬骨钳	1020703	髌骨钳	11-026-000	骨凿
1010306	咬骨钳	57-2902-11	咬骨钳	1020704	髌骨钳	11-027-000	骨凿
1010401	咬骨钳	57-2905-11	咬骨钳	1030101	髌骨钳	11-028-000	骨凿
1010402	咬骨钳	57-2910-11	咬骨钳	1030102	髌骨钳	11-029-000	骨凿
1040401	咬骨钳	78-1115	咬骨钳	1030103	髌骨钳	11-031-000	骨凿
11-2095	咬骨钳	78-1119	咬骨钳	1030301	髌骨钳	11-032-000	骨凿
30-3184	咬骨钳	80-1654	咬骨钳	1040101	髌骨钳	11-033-000	骨凿
30-3818	咬骨钳	1010101	髌骨钳	1040301	髌骨钳	11-034-000	骨凿
30-7617	咬骨钳	1010102	髌骨钳	1010139LP	髌骨钳	18-1010	骨凿
31-0504	咬骨钳	1010103	髌骨钳	14-039-000	持骨钳	18-1013	骨凿
31-1103	咬骨钳	1010104	髌骨钳	35-1111	持骨钳	18-1014	骨凿
31-3096	咬骨钳	1010105	髌骨钳	35-1113	持骨钳	26-4801	骨凿
31-3121	咬骨钳	1010106	髌骨钳	35-1120	持骨钳	27-5502	骨凿
31-3153	咬骨钳	1010107	髌骨钳	35-1130	持骨钳	27-5504	骨凿
31-3193	咬骨钳	1010108	髌骨钳	35-1134	持骨钳	27-5505	骨凿
32-118	咬骨钳	1010109	髌骨钳	35-1135	持骨钳	27-5506	骨凿
32-119	咬骨钳	1010110	髌骨钳	35-1137	持骨钳	27-5508	骨凿
33-0215	咬骨钳	1010111	髌骨钳	35-1138	持骨钳	27-5510	骨凿
33-2022	咬骨钳	1010112	髌骨钳	35-1140	持骨钳	27-5512	骨凿
33-5518	咬骨钳	1010113	髌骨钳	35-1145	持骨钳	27-5516	骨凿
33-5917	咬骨钳	1010114	髌骨钳	35-1146	持骨钳	27-5519	骨凿
53-1202C	咬骨钳	1010115	髌骨钳	35-1148	持骨钳	27-5522	骨凿
53-1250	咬骨钳	1010116	髌骨钳	35-1149	持骨钳	27-5524	骨凿
53-1612LD	咬骨钳	1010117	髌骨钳	35-2116	持骨钳	27-5526	骨凿

矫形外科（骨科）手术器械型号表

27-5702	骨凿	28-2806	骨凿	28-5140	骨凿	28-7120	骨凿
27-5704	骨凿	28-2808	骨凿	28-5156	骨凿	28-7125	骨凿
27-5706	骨凿	28-2814	骨凿	28-5160	骨凿	28-7130	骨凿
27-5708	骨凿	28-4320	骨凿	28-5162	骨凿	28-7156	骨凿
27-5710	骨凿	28-4325	骨凿	28-5166	骨凿	28-7159	骨凿
27-5712	骨凿	28-4404	骨凿	28-5170	骨凿	28-7162	骨凿
27-5714	骨凿	28-4408	骨凿	28-5172	骨凿	28-7165	骨凿
27-5715	骨凿	28-4410	骨凿	28-5175	骨凿	28-7175	骨凿
27-5718	骨凿	28-4412	骨凿	28-5180	骨凿	28-7180	骨凿
27-5719	骨凿	28-4414	骨凿	28-5182	骨凿	28-7230	骨凿
27-5720	骨凿	28-4418	骨凿	28-5190	骨凿	28-7280	骨凿
27-5812	骨凿	28-4422	骨凿	28-5206	骨凿	28-8011	骨凿
27-6004	骨凿	28-4465	骨凿	28-5210	骨凿	28-8012	骨凿
27-6063	骨凿	28-4470	骨凿	28-5212	骨凿	28-8013	骨凿
27-6202	骨凿	28-4475	骨凿	28-5216	骨凿	28-8014	骨凿
27-6204	骨凿	28-4512	骨凿	28-5220	骨凿	28-9406	骨凿
27-6206	骨凿	28-4515	骨凿	28-5225	骨凿	28-9412	骨凿
27-6208	骨凿	28-4525	骨凿	28-5240	骨凿	28-9420	骨凿
27-6210	骨凿	28-4903	骨凿	28-5256	骨凿	28-9430	骨凿
27-6215	骨凿	28-4904	骨凿	28-5260	骨凿	28-9440	骨凿
27-6218	骨凿	28-4906	骨凿	28-5262	骨凿	29-0401	骨凿
27-9411	骨凿	28-4908	骨凿	28-5266	骨凿	32-3433	骨凿
27-9412	骨凿	28-4910	骨凿	28-5270	骨凿	43-4077	骨凿
27-9413	骨凿	28-4912	骨凿	28-5275	骨凿	46-1020	骨凿
27-9415	骨凿	28-4953	骨凿	28-5280	骨凿	46-1021	骨凿
27-9502	骨凿	28-4954	骨凿	28-5290	骨凿	46-1022	骨凿
27-9503	骨凿	28-4956	骨凿	28-5301	骨凿	46-1023	骨凿
27-9504	骨凿	28-4958	骨凿	28-5407	骨凿	46-1026	骨凿
27-9505	骨凿	28-4960	骨凿	28-5410	骨凿	46-2006	骨凿
27-9506	骨凿	28-4962	骨凿	28-5412	骨凿	46-2500	骨凿
27-9507	骨凿	28-5006	骨凿	28-5433	骨凿	46-2501	骨凿
27-9510	骨凿	28-5010	骨凿	28-5435	骨凿	46-2502	骨凿
27-9520	骨凿	28-5012	骨凿	28-5439	骨凿	46-2503	骨凿
27-9534	骨凿	28-5016	骨凿	28-6255	骨凿	46-2504	骨凿
27-9535	骨凿	28-5020	骨凿	28-7020	骨凿	46-2505	骨凿
27-9536	骨凿	28-5025	骨凿	28-7021	骨凿	46-2506	骨凿
27-9601	骨凿	28-5032	骨凿	28-7022	骨凿	46-2510	骨凿
27-9602	骨凿	28-5056	骨凿	28-7023	骨凿	46-2511	骨凿
27-9603	骨凿	28-5062	骨凿	28-7024	骨凿	46-2512	骨凿
28-1022	骨凿	28-5070	骨凿	28-7025	骨凿	46-2513	骨凿
28-1023	骨凿	28-5075	骨凿	28-7027	骨凿	46-2514	骨凿
28-1026	骨凿	28-5106	骨凿	28-7028	骨凿	46-2515	骨凿
28-2006	骨凿	28-5110	骨凿	28-7029	骨凿	46-2516	骨凿
28-2012	骨凿	28-5112	骨凿	28-7030	骨凿	46-3051	骨凿
28-2018	骨凿	28-5116	骨凿	28-7031	骨凿	46-3052	骨凿
28-2106	骨凿	28-5120	骨凿	28-7032	骨凿	46-3053	骨凿
28-2112	骨凿	28-5122	骨凿	28-7033	骨凿	46-3054	骨凿
28-2118	骨凿	28-5125	骨凿	28-7106	骨凿	46-3055	骨凿
28-2606	骨凿	28-5130	骨凿	28-7112	骨凿	46-3061	骨凿
28-2804	骨凿	28-5132	骨凿	28-7115	骨凿	46-3062	骨凿

矫形外科（骨科）手术器械型号表

46-3063	骨凿	13-045-004	骨用牵开器	57-5507	骨用牵开器	57-5116	手摇式牵开器
46-3064	骨凿	13-045-008	骨用牵开器	57-5509	骨用牵开器	57-5694	手摇式牵开器
46-3065	骨凿	14-016-000	骨用牵开器	57-5581	骨用牵开器	57-5695	手摇式牵开器
46-3071	骨凿	22-1551	骨用牵开器	57-5583	骨用牵开器	57-5720	手摇式牵开器
46-3072	骨凿	22-1552	骨用牵开器	57-5584	骨用牵开器	57-5727	手摇式牵开器
46-3073	骨凿	22-1553	骨用牵开器	57-5585	骨用牵开器	57-5728	手摇式牵开器
46-3074	骨凿	22-1554	骨用牵开器	57-5658-85	骨用牵开器	57-5734	手摇式牵开器
46-3075	骨凿	22-1556	骨用牵开器	61-1005	骨用牵开器	57-5738	手摇式牵开器
46-3080	骨凿	22-2008	骨用牵开器	61-2515	骨用牵开器	57-5742	手摇式牵开器
46-3081	骨凿	22-5806	骨用牵开器	61-2516	骨用牵开器	57-5743	手摇式牵开器
46-3082	骨凿	24-2009M	骨用牵开器	76-4001	骨用牵开器	57-5751	手摇式牵开器
46-3083	骨凿	24-4174	骨用牵开器	76-4002	骨用牵开器	57-5752	手摇式牵开器
46-3085	骨凿	24-4175	骨用牵开器	76-4003	骨用牵开器	57-5753	手摇式牵开器
46-3086	骨凿	24-4530	骨用牵开器	76-4401	骨用牵开器	57-5772	手摇式牵开器
46-3101	骨凿	24-4590	骨用牵开器	77-1005	骨用牵开器	57-5773	手摇式牵开器
46-3102	骨凿	24-4591	骨用牵开器	77-1006	骨用牵开器	57-5774	手摇式牵开器
46-3103	骨凿	24-4760-L	骨用牵开器	77-1007	骨用牵开器	57-5775	手摇式牵开器
46-3104	骨凿	32-3660	骨用牵开器	77-1011	骨用牵开器	57-5783	手摇式牵开器
46-3105	骨凿	32-3661	骨用牵开器	77-1013	骨用牵开器	57-5784	手摇式牵开器
46-3106	骨凿	32-3662	骨用牵开器	77-1014	骨用牵开器	57-5785	手摇式牵开器
46-3111	骨凿	32-3664	骨用牵开器	77-1015	骨用牵开器	57-5786	手摇式牵开器
46-3112	骨凿	32-3665	骨用牵开器	77-1050	骨用牵开器	57-5790	手摇式牵开器
46-3113	骨凿	32-3666	骨用牵开器	77-1052	骨用牵开器	57-5790-40	手摇式牵开器
46-3114	骨凿	32-3667	骨用牵开器	77-1120	骨用牵开器	57-5791	手摇式牵开器
46-3115	骨凿	50-1190	骨用牵开器	77-1122	骨用牵开器	57-5792	手摇式牵开器
46-3116	骨凿	50-1192	骨用牵开器	77-1124	骨用牵开器	57-5793	手摇式牵开器
57-3803	骨凿	50-4647	骨用牵开器	77-1188	骨用牵开器	57-5794	手摇式牵开器
57-3807	骨凿	57-2851	骨用牵开器	77-1189	骨用牵开器	57-5795	手摇式牵开器
57-3813	骨凿	57-2852	骨用牵开器	77-1191	骨用牵开器	57-5796	手摇式牵开器
57-3814	骨凿	57-2861	骨用牵开器	77-1193	骨用牵开器	1010501	骨钩
57-3815	骨凿	57-2862	骨用牵开器	77-1195	骨用牵开器	1010502	骨钩
57-3816	骨凿	57-2871	骨用牵开器	77-1204	骨用牵开器	1010503	骨钩
57-3817	骨凿	57-2872	骨用牵开器	77-1206	骨用牵开器	1020901	骨钩
57-5764	骨凿	57-2951	骨用牵开器	77-1240	骨用牵开器	1021001	骨钩
57-5765	骨凿	57-2952	骨用牵开器	77-1241	骨用牵开器	1040501	骨钩
76-0550	骨凿	57-2961	骨用牵开器	77-1242	骨用牵开器	13-1064	骨钩
50-1270	神经根拉钩	57-2962	骨用牵开器	77-1251	骨用牵开器	13-1065	骨钩
50-1291	神经根拉钩	57-2971	骨用牵开器	77-1252	骨用牵开器	13-1066	骨钩
50-1293	神经根拉钩	57-2972	骨用牵开器	77-5601	骨用牵开器	22-2005	骨钩
50-1310	神经根拉钩	57-5205	骨用牵开器	77-5602	骨用牵开器	32-048	骨钩
50-1315	神经根拉钩	57-5408	骨用牵开器	77-5610	骨用牵开器	32-3422	骨钩
50-1316	神经根拉钩	57-5410	骨用牵开器	77-5611	骨用牵开器	32-3425	骨钩
50-1317	神经根拉钩	57-5413	骨用牵开器	77-5621	骨用牵开器	50-1085	骨钩
50-1326	神经根拉钩	57-5497	骨用牵开器	77-6005	骨用牵开器	50-1086	骨钩
50-1331	神经根拉钩	57-5498	骨用牵开器	78-5998	骨用牵开器	50-1665	骨钩
57-5761	神经根拉钩	57-5503	骨用牵开器	78-5999	骨用牵开器	57-5722	骨钩
57-5762	神经根拉钩	57-5503C	骨用牵开器	57-5101	手摇式牵开器	57-5723	骨钩
57-5763	神经根拉钩	57-5504	骨用牵开器	57-5105	手摇式牵开器	57-5760	骨钩
13-003-000	骨用牵开器	57-5505	骨用牵开器	57-5107	手摇式牵开器	77-1010	骨钩
13-045-002	骨用牵开器	57-5506	骨用牵开器	57-5115	手摇式牵开器	77-1020	骨钩

矫形外科（骨科）手术器械型号表

77-1028	骨钩	29-5401	骨刮匙	27-0401	骨锤	26-3750	骨撬
77-1029	骨钩	29-5402	骨刮匙	27-0420	骨锤	26-3751	骨撬
77-1030	骨钩	29-5407	骨刮匙	27-0422	骨锤	26-4226	骨撬
77-1032	骨钩	29-5524	骨刮匙	27-0630	骨锤	26-4404	骨撬
77-1035	骨钩	29-5533	骨刮匙	27-0840	骨锤	26-4450	骨撬
77-1040	骨钩	29-5533A	骨刮匙	27-0866	骨锤	26-4452	骨撬
77-1041	骨钩	29-5542	骨刮匙	27-0880	骨锤	26-4453	骨撬
77-1044	骨钩	29-5542A	骨刮匙	27-0899	骨锤	26-4454	骨撬
77-1505	骨钩	29-5550	骨刮匙	46-3146	骨锤	26-4455	骨撬
77-4190	骨钩	29-5550A	骨刮匙	46-3179	骨锤	26-4457	骨撬
1010801	骨刮匙	29-5551	骨刮匙	63-0200	骨锤	26-4458	骨撬
1010802	骨刮匙	29-5551A	骨刮匙	63-0206	骨锤	26-4738	骨撬
23-2575	骨刮匙	29-5552	骨刮匙	63-0208	骨锤	26-4802	骨撬
29-4860	骨刮匙	29-5552A	骨刮匙	63-0208C	骨锤	26-4803	骨撬
29-4861	骨刮匙	29-5553	骨刮匙	88-1005	骨锤	26-4804	骨撬
29-4863	骨刮匙	29-5554A	骨刮匙	88-1006	骨锤	26-4809	骨撬
29-4865	骨刮匙	29-5555	骨刮匙	88-2500	骨锤	26-4910	骨撬
29-4866	骨刮匙	29-5555A	骨刮匙	88-2520	骨锤	26-4913	骨撬
29-4867	骨刮匙	29-5556	骨刮匙	1010701	骨撬	26-4919	骨撬
29-4868	骨刮匙	29-5556A	骨刮匙	1010702	骨撬	26-4925	骨撬
29-4936	骨刮匙	29-6351	骨刮匙	1010703	骨撬	26-4930	骨撬
29-4937	骨刮匙	29-6353	骨刮匙	1010901	骨撬	26-4949	骨撬
29-4950	骨刮匙	29-8010	骨刮匙	1010902	骨撬	26-5001	骨撬
29-4952	骨刮匙	29-8372	骨刮匙	09-078-000	骨撬	26-5002	骨撬
29-5026	骨刮匙	29-8818A	骨刮匙	09-142-000	骨撬	26-5003	骨撬
29-5123	骨刮匙	29-8819A	骨刮匙	09-143-000	骨撬	26-5004	骨撬
29-5123A	骨刮匙	29-8820A	骨刮匙	09-147-000	骨撬	26-5005	骨撬
29-5124	骨刮匙	29-8821A	骨刮匙	10-022-000	骨撬	26-5604	骨撬
29-5124A	骨刮匙	29-8822A	骨刮匙	10-113-000	骨撬	26-5606	骨撬
29-5133	骨刮匙	29-8823	骨刮匙	10-114-000	骨撬	26-5612	骨撬
29-5133A	骨刮匙	29-8823A	骨刮匙	10-115-000	骨撬	26-5620	骨撬
29-5142	骨刮匙	29-8824A	骨刮匙	10-117-000	骨撬	26-5621	骨撬
29-5142A	骨刮匙	29-8825A	骨刮匙	10-119-000	骨撬	26-5622	骨撬
29-5150	骨刮匙	29-8826A	骨刮匙	10-120-000	骨撬	26-5623	骨撬
29-5150A	骨刮匙	30-009-000	骨刮匙	10-132-000	骨撬	26-5624	骨撬
29-5151	骨刮匙	57-4620	骨刮匙	10-133-000	骨撬	26-5625	骨撬
29-5151A	骨刮匙	57-4621	骨刮匙	10-141-000	骨撬	26-6202	骨撬
29-5152A	骨刮匙	57-4622	骨刮匙	11-074-000	骨撬	26-6203	骨撬
29-5153	骨刮匙	57-4625	骨刮匙	20-1788	骨撬	26-6416	骨撬
29-5154A	骨刮匙	67-7194	骨刮匙	23-0279	骨撬	27-9516	骨撬
29-5155	骨刮匙	46-3041	扳手	23-0290	骨撬	30-041-000	骨撬
29-5155A	骨刮匙	46-3042	扳手	26-1350	骨撬	46-3008	骨撬
29-5156	骨刮匙	46-3043	扳手	26-1411	骨撬	46-3026	骨撬
29-5156A	骨刮匙	46-3044	扳手	26-1412	骨撬	46-3027	骨撬
29-5353	骨刮匙	46-3045	扳手	26-1428	骨撬	46-3028	骨撬
29-5359	骨刮匙	46-3046	扳手	26-1450	骨撬	46-3143	骨撬
29-5393	骨刮匙	80-1012	扳手	26-1501	骨撬	46-3144	骨撬
29-5394	骨刮匙	30-026-000	打入器	26-2766	骨撬	57-5109	骨撬
29-5395	骨刮匙	27-0213	骨锤	26-2777	骨撬	57-5243	骨撬
29-5399	骨刮匙	27-0400	骨锤	26-3700	骨撬	57-5244	骨撬

矫形外科（骨科）手术器械型号表

57-5246	骨撬	77-2004	骨撬	78-5015	骨撬	57-4085	骨科吸引器
57-5248	骨撬	77-2005	骨撬	78-5017	骨撬	80-1655	骨科吸引器
57-5613	骨撬	77-2006	骨撬	46-3013	骨科吸引器	47-5030	咬骨钳
57-5619	骨撬	77-2007	骨撬	46-3014	骨科吸引器	47-5031	咬骨钳
65-2545	骨撬	77-2008	骨撬	46-3015	骨科吸引器	47-5032	咬骨钳
65-2546	骨撬	77-2010	骨撬	50-1275	骨科吸引器	47-5033	咬骨钳
65-2547	骨撬	77-6002	骨撬	57-4076	骨科吸引器	47-5034	咬骨钳
67-7030	骨撬	77-6003	骨撬	57-4077	骨科吸引器	67-7309	咬骨钳
67-7034	骨撬	77-6004	骨撬	57-4078	骨科吸引器	67-7310	咬骨钳
77-1190	骨撬	78-5009	骨撬	57-4079	骨科吸引器	67-7311	咬骨钳
77-2002	骨撬	78-5011	骨撬	57-4080	骨科吸引器	67-7312	咬骨钳
77-2003	骨撬	78-5013	骨撬	57-4082	骨科吸引器	67-7313	咬骨钳

矫形外科（骨科）手术器械

品名	产品描述	预期用途
骨刀	由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄位于其近端。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。	主要用于切除、截断骨。
削切刀	由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄位于其近端。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。	主要用于切除、截断骨。
骨剪	由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃、尾部为指圈。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。	用于剪断骨、韧带或组织。
咬骨钳	由钳柄、钳头、弹簧片和颞轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。其中单关节咬骨钳钳头可分为直型和角（前）弯型，双关节咬骨钳钳头有直型、角（前）弯型和棘突型。头部通常采用不锈钢材料制成。可重复使用。	用于咬除死骨或软组织息肉或修整骨残端。
髌骨钳	通常由钳柄、钳头、颞轴螺钉构成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。一般由不锈钢材料制成。可重复使用。	用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。
持骨钳	通常由钳柄、钳头、颞轴螺钉构成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。一般由不锈钢材料制成。可重复使用。	用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。
骨凿	切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。通常由不锈钢材料制成，或刀片为金属材料、手柄采用合成材料（如特氟龙）。不用于脊柱。可重复使用。	用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。

矫形外科（骨科）手术器械

品名	产品描述	预期用途
神经根拉钩	手动操作的手术器械，包含有自锁式结构，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。	用于剥离外周神经。
骨用牵开器	手动操作、自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。	用于显露手术视野,使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。
手摇式牵开器	手动操作、自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。	用于显露手术视野,使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。
骨钩	由钩、手柄组成，钩的头部通常由不锈钢材料制成。可重复使用。	用于矫形外科手术时提拉骨骼。
骨刮匙	通常由头部和柄部组成。在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。一般由不锈钢材料制成。可重复使用。	用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
扳手	骨科手术配套基础工具，通常由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。	用于将植入物或骨植入体内或者从体内取出。
打入器	骨科手术配套基础工具，通常由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。	用于将植入物或骨植入体内或者从体内取出。

矫形外科（骨科）手术器械

品名	产品描述	预期用途
骨锤	骨科手术配套基础工具，通常由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。	用于骨科手术时作敲击、撬拨。
骨撬	骨科手术配套基础工具，通常由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。	用于骨科手术时作敲击、撬拨。
骨科吸引器	骨科手术配套基础工具，通常由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。	用于骨科手术时，吸引切口处的血液。